


Oscilating Bone File/ オシユレーティング ボーン ファイル

PAT.P
(2003-178917)



- 下顎骨形成や骨切り術後の整形に使用、特に顎角部を削るのに有効です。
- 軟部組織を巻き込む事無く安全に骨を削れます。

許可番号:13B3X0040358005



細目



荒目



オシユレーティングソー用ハンド
ピースに装着して操作します。

◆オシユレーティング ボーン ファイル 荒目
品番 2000-308-001NS

◆オシユレーティング ボーン ファイル 細目
品番 2000-308-002NS



総発売元 有限会社 フォーメディックス
〒東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1-4F
TEL:03-6280-7233 FAX:03-6280-7667